


Wb, If-P, Elisa용 Anti-5Ht7 수용체 토끼 단일클론 항체 - P34969

품목 번호: CM0002396



소개

인간 5HT7 수용체(5-HT7, 세로토닌 수용체 7)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 세로토닌 매개 GPCR 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	5HT7 수용체 토끼 mAb
비고/별칭	5-HT7; 5HT7 수용체
종	인간
GeneID (인간)	3363
GeneID	3363
면역원	인간 5HT7 수용체(P34969)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P34969
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백