

## Anti-5T4 (영양막 당단백질) 폴리클론 항체 For Wb, Elisa - Q13641

품목 번호: CM0018039



### 소개

인간 5T4(영양막 당단백질)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. WB 및 ELISA 적용에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 연구용으로 46 kDa Wnt 신호 억제제를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명     | 5T4 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭   | 5T4; M6P1; 5T4AG; WAIF1                                     |
| 종       | 인간                                                          |
| GeneID  | 7162                                                        |
| 면역원     | 인간 5T4 (NP_006661.1)의 아미노산 32-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질 |
| 원산지     | 토끼                                                          |
| 카테고리    | 폴리클론 항체                                                     |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                                   |
| 교차 반응성  | 마우스, 래트                                                     |
| SWISS   | Q13641                                                      |
| 단백질 분자량 | 46kDa                                                       |
| 배송      | 아이스백                                                        |