


Wb, If/Icc, Elisa용 항-67Kda 라미닌 수용체 다클론 항체 - P08865

품목 번호: CM0028435



소개

사람, 마우스, 쥐 반응성으로 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 항-67kDa 라미닌 수용체 다클론 항체입니다. 리보솜 조립, 세포 접착 및 바이러스 감염에서 67LR의 역할을 연구하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	67kDa 라미닌 수용체 토끼 pAb
비고/별칭	SA; LBP; LRP; p40; uS2; 67LR; ICAS; lamR; 37LRP; LAMBR; LAMR1; LRP/LR; LBP/p40; NEM/1CHD4; 67kDa 라미닌 수용체
종	사람
유전자ID (사람)	3921
유전자ID	3921
면역원	사람 67kDa 라미닌 수용체(NP_002286.2)의 아미노산 1-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P08865
단백질 분자량	33kDa
배송 방식	아이스팩