


Wb, If/Icc, Elisa용 항-67Kda 라미닌 수용체 (Rpsa) 토끼 단클론 항체 - P08865

품목 번호: CM0012473



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 67kDa 라미닌 수용체 (RPSA, 37LRP)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트를 인식합니다. 면역원: 아미노산 196-295 내 합성 펩티드. 암 및 감염성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	67kDa 라미닌 수용체 토끼 단클론 항체
비고/별칭	SA; LBP; LRP; p40; uS2; 67LR; ICAS; lamR; 37LRP; LAMBR; LAMR1; LRP/LR; LBP/p40; NEM/1CHD4; 67kDa 라미닌 수용체
종	인간
유전자 ID	3921
면역원	합성 펩티드 - 인간 라미닌 수용체 (P08865)의 아미노산 196-295 내 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08865
단백질 분자량	33kDa
배송 방법	아이스 팩