


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항 A-액틴-1 (A-Sma) 토끼 단일클론 항체 - P68133

품목 번호: CM0004393



소개

인간 α-액틴-1 (α-SMA)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 근육 생물학 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	α-액틴-1 (α-SMA) 토끼 단일클론항체
비고/별칭	ACTA; ACTA1; CFTD; MPFD; NEM1; NEM2; NEM3; SHPM; CFTD1; CFTDM; CMYP2A; CMYP2B; CMYP2C; α-Actin-1 (α-SMA)
종	인간
유전자ID (인간)	58
유전자ID	58
면역원	인간 α-액틴-1 (ACTA1) (P68133)의 아미노산 278-377에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P68133
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스 팩