

## Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 항-A-액틴-1 (Acta1) 토끼 단클론 항체 - P68133

품목 번호: CM0007180



### 소개

웨스턴 블로팅(WB), 면역형광(IF/ICC, IF-P) 및 ELISA용으로 인간  $\alpha$ -액틴-1 (ACTA1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 골격근 세포골격 및 세포 운동성 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | $\alpha$ -액틴-1 (ACTA1) 토끼 mAb                                                                                   |
| 비고/별칭       | ACTA; ASMA; CFTD; MPFD; NEM1; NEM2; NEM3; SHPM; CFTD1; CFTDM; CMYP2A; CMYP2B; CMYP2C; $\alpha$ -Actin-1 (ACTA1) |
| 종           | 인간                                                                                                              |
| 유전자 ID (인간) | 58                                                                                                              |
| 유전자 ID      | 58                                                                                                              |
| 면역원         | 합성 펩티드   인간 $\alpha$ -액틴-1 (ACTA1) (P68133)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드                                       |
| 기원          | 토끼                                                                                                              |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                                                                          |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, IF-P, ELISA                                                                                         |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                                                                     |
| SWISS       | P68133                                                                                                          |
| 단백질 분자량     | 42kDa                                                                                                           |
| 배송 방식       | 아이스팩                                                                                                            |