


Wb, Elisa용 항-A-액티닌-4 다클론 항체 - O43707

품목 번호: CM0023323



소개

인간 α -액티닌-4에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. F-악틴 가교 결합, 소포 수송 및 긴밀 연결 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	α -액티닌-4 토끼 pAb
비고/별칭	FSGS; FSGS1; ACTININ-4; α -액티닌-4
종	인간
GeneID (인간)	81
GeneID	81
면역원	인간 α -액티닌-4 (NP_004915.2)의 아미노산 570-650에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43707
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스백