

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-A-Raf Rabbit Monoclonal Antibody - P10398

품목 번호: CM0005584



소개

인간 A-RAF (P10398)에 대한 Rabbit monoclonal antibody입니다. Western blot (WB), IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 유사분열 신호 전달, 근육 분화 및 암 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	A-RAF Rabbit mAb
비고/별칭	PKS2; A-RAF; ARAF1; RAFA1
종	인간
GeneID (Human)	369
GeneID	369
면역원	인간 A-RAF (P10398)의 아미노산 166-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P10398
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백