

Anti- α -Smooth Muscle Actin (Acta2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P62736

품목 번호: CM0013516

소개

인간 α -Smooth Muscle Actin (ACTA2, P62736)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IHC-P, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스, 래트와 교차반응합니다. 세포골격 및 평활근 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	α -Smooth Muscle Actin (ACTA2) Rabbit pAb
비고/별칭	ACTSA; α -Smooth Muscle Actin (ACTA2)
종	인간
유전자 ID (인간)	59
유전자 ID	59
면역원	인간 α -Smooth Muscle Actin (ACTA2) (NP_001604.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62736
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백