


웨스턴 블롯용 Anti-A-Synuclein 단일클론 항체 - P37840

품목 번호: CM0006519



소개

인간 α -Synuclein (PD1, NACP, PARK1/4)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 시냅스 기능 및 신경퇴행성 연구에 필수적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	α -Synuclein Rabbit mAb
비고/별칭	PD1; NACP; PARK1; PARK4; α -Synuclein
종	인간
유전자 ID (인간)	6622
유전자 ID	6622
면역원	재조합 단백질 인간 α -Synuclein (NP_000336.1)의 아미노산 59-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P37840
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백