


Wb, If, Ihc, Elisa용 항-A-시누클레인 토끼 단클론 항체 - P37840

품목 번호: CM0006570



소개

재조합 α -시누클레인 토끼 단클론 항체(P37840)는 WB, IF, IHC 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 크기는 14 kDa입니다. 시냅스 기능, 신경퇴행 및 파킨슨병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	α -시누클레인 토끼 mAb
비고/별칭	PD1, NACP, PARK1, PARK4, α -시누클레인
종	인간
유전자 ID	6622 (인간)
면역원	인간 α -시누클레인(NP_000336.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P37840
단백질 크기	14 kDa
배송 방법	아이스팩