


Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa용 항-A-시누클레인 토끼 단클론 항체 - P37840

품목 번호: CM0007447



소개

인간 α -시누클레인(P37840)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 신경퇴행 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	α -시누클레인 토끼 단클론 항체
비고/별칭	PD1, NACP, PARK1, PARK4, α -시누클레인
종	인간
유전자ID (인간)	6622
유전자ID	6622
면역원	인간 α -시누클레인(NP_000336.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P37840
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스 팩