

Wb용 항- α -튜불린 토끼 단일클론 항체 - P68366

품목 번호: CM0011002

소개

고품질 항- α -튜불린 토끼 단일클론 항체로 WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 유효성이 확인되었습니다. 인간, 마우스, 래트 α -튜불린(~50 kDa)을 검출합니다. 미세소관 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	α -튜불린 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	ALS22; TUBA1; H2-ALPHA; α -튜불린
종	인간
유전자 ID (인간)	7277
유전자 ID	7277
면역원	합성 펩타이드 인간 α -튜불린(P68366)의 아미노산 349-448번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
유래	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P68366
단백질 분자량	50 kDa
배송 방식	아이스 팩