

Wb, Elisa용 Anti-A1Bg 폴리클론 항체 - P04217

품목 번호: CM0014304

소개

사람, 마우스, 쥐 교차 반응성이 검증된 WB, ELISA용 A1BG 토끼 pAb (폴리클론 항체). 재조합 면역원, 54kDa. 혈장 단백질 연구 및 IVD 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	A1BG 토끼 pAb
비고/별칭	A1B; ABG; GAB; HYST2477; A1BG
종	사람
유전자 ID (사람)	1
유전자 ID	1
면역원	재조합 단백질 사람 A1BG(NP_570602.2)의 236-495 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P04217
단백질 무게	54kDa
배송	아이스팩