


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-A1Cf (Apob 보완 인자) 토끼 다클론 항체 - Q9Nq94

품목 번호: CM0014005



소개

Western blot, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 A1CF 토끼 다클론 항체입니다. APOB mRNA 편집 복합체의 필수 구성 요소인 인간, 마우스 및 랫트 APOBEC1 보완 인자를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	A1CF 토끼 pAb
비고/별칭	ACF; ASP; ACF64; ACF65; APOBEC1CF; A1CF
종	인간
유전자 ID (인간)	29974
유전자 ID	29974
면역원	제조합 단백질 인간 A1CF(NP_055391.2)의 아미노산 50-120에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9NQ94
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스팩