

Wb, Elisa용 Anti-A2Ml1 토끼 다클론 항체 - A8K2U0

품목 번호: CM0024630



소개

인간 A2M1을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 쥐와 교차 반응성을 보입니다. 각질 탈락 과정을 포함한 프로테아제 억제 기전 및 표피 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	A2M1 토끼 pAb
비고/별칭	OMS; p170; CPAMD9; A2M1
종	인간
유전자 ID (인간)	144568
유전자 ID	144568
면역원	합성 펩티드 인간 A2M1 (NP_653271.3)의 아미노산 400-500 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	A8K2U0
단백질 분자량	161kDa
배송	아이스백