


Wb 및 Elisa용 Anti-Aaas Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Nrg9

품목 번호: CM0029194



소개

웨스턴 블랏(WB) 및 ELISA 검증을 완료한 AAAS 토끼 폴리클론 항체입니다. 인간 Aladin (AAAS) 단백질(유전자 ID: 8086, ~60 kDa)과 반응합니다. 핵공 복합체 기능, 신경계 발달, 유사 분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AAAS Rabbit pAb
비고/별칭	AAA, AAASb, GL003, ALADIN, ADRACALA, ADRACALIN, AAAS
종	인간
유전자 ID	8086
면역원	인간 AAAS(NP_056480.1)의 아미노산 287-546에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NRG9
단백질 무게	60kDa
배송	아이스백