

Wb, Elisa용 항-Aadac 다클론 항체 - P22760

품목 번호: CM0015677

소개

인간 AADAC(아릴아세트아미드 탈아세틸효소)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 재조합 면역원 (아미노산 170-399). 트리글리세리드 리파아제 활성, 외인성 물질 대사 및 간 관련 경로 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AADAC 토끼 pAb
비고/별칭	DAC; CES5A1; AADAC
종	인간
유전자ID (인간)	13
유전자ID	13
면역원	인간 AADAC (NP_001077.2)의 아미노산 170-399에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P22760
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스 팩