

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Aadat 토끼 다클론 항체 - Q8N5Z0

품목 번호: CM0013379



소개

AADAT 토끼 pAb는 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증된 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 AADAT(KAT2/KYAT2)를 검출하며, 미토콘드리아 아미노전이효소 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AADAT 토끼 pAb
비고/별칭	KAT2; KATII; KYAT2; AADAT
종	인간
유전자 ID(인간)	51166
유전자 ID	51166
면역원	인간 AADAT(NP_001273611.1)의 아미노산 34-429에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
범주	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8N5Z0
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백