


Wb, Elisa용 항Aak1 토끼 다클론 항체 - Q2M2I8

품목 번호: CM0024199



소개

인간 AAK1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅과 ELISA에서 검증되었습니다. 클라트린 매개 내작용의 조절자인 AP2 연관 단백질 키나아제 1을 표적으로 합니다. 내작용 및 바이러스 침입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AAK1 토끼 pAb
종	인간
유전자 ID	22848
면역원	인간 AAK1 (NP_055726.4)의 아미노산 450-550 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q2M2I8
단백질 분자량	103 kDa
배송 방식	아이스백