

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Aamp 단일클론 항체 - Q13685

품목 번호: CM0002613

소개

Western blot(WB), 면역형광/면역세포화학(IF/ICC) 및 ELISA 검증을 완료한 Anti-AAMP 토끼 단일클론 항체; 인간, 마우스 및 쥐 AAMP와 교차 반응합니다. 혈관 신생 및 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AAMP 토끼 mAb
비고/별칭	AAMP
종	인간
GeneID (인간)	14
GeneID	14
면역원	합성 펩타이드; 인간 AAMP(Q13685)의 1-100 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q13685
단백질 무게	47kDa
배송	아이스팩