


Wb 및 Elisa용 Anti-Aanat 토끼 다클론 항체 - Q16613

품목 번호: CM0014228



소개

Western blotting 및 ELISA용 인간 세로토닌 N-아세틸전이효소(AANAT) 표적 토끼 다클론 항체. 재조합 단백질 면역원(aa 1-207). 멜라토닌 생합성 및 일주기 리듬 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AANAT 토끼 pAb
비고/별칭	DSPS; SNAT; AANAT
종	인간
유전자 ID(인간)	15
유전자 ID	15
면역원	인간 AANAT의 아미노산 1-207 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001079.1).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q16613
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스팩