

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Aar2 토끼 다클로날 항체 - Q9Y312

품목 번호: CM0019338



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 anti-AAR2 토끼 다클로날 항체입니다. 스플라이스솜 조립 및 pre-mRNA 스플라이싱에 필수적인 U5 snRNP 구성 요소인 사람 및 마우스 AAR2와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AAR2 Rabbit pAb
비고/별칭	CGI-23; C20orf4; AAR2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	25980
GeneID	25980
면역원(Immunogen)	사람 AAR2 (NP_056326.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9Y312
단백질 분자량	43kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)