


Wb, Elisa용 Anti-Aars2 폴리클론 항체 - Q5Jtz9

품목 번호: CM0027023



소개

인간 AARS2(알라닐-tRNA 합성효소, 미토콘드리아)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 미토콘드리아 단백질 생합성, 편집 및 단백질 락틸화 연구에 이상적입니다. - Q5JTZ9

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AARS2 Rabbit pAb
비고/별칭	AARSL; LKENP; COXPD8; MTALARS; MT-ALARS; AARS2
종	인간
유전자 ID (인간)	57505
유전자 ID	57505
면역원	재조합 단백질 인간 AARS2 (NP_065796.1)의 아미노산 841-985에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q5JTZ9
단백질 분자량	107kDa
배송	아이스백