

Anti-Aars/Aars1 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용) - P49588

품목 번호: CM0015108



소개

인간 알라닐-tRNA 합성효소(AARS/AARS1)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 핵 및 세포질 형태를 표적하며, 단백질 락틸화 및 신경 퇴행성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AARS Rabbit pAb
비고/별칭	AARS; TTD8; CMT2N; DEE29; HDLS2; EIEE29
종	인간(Human)
유전자 ID	16
면역원	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P49588
단백질 분자량	107 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)