


Wb, If/Icc, Elisa용 항Abca1 다클론 항체 - O95477

품목 번호: CM0022051



소개

ABCA1 토끼 pAb는 인간 ABCA1(TGD, ABC1, CERP)을 검출하며 마우스와 교차 반응성이 있습니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 콜레스테롤 유출 및 HDL 형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ABCA1 토끼 pAb
비고/별칭	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13; ABCA1
종	인간
유전자 ID (인간)	19
유전자 ID	19
면역원	인간 ABCA1(NP_005493.2)의 아미노산 1170-1350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	O95477
단백질 분자량	254 kDa
배송 방법	아이스 팩