

Wb, Elisa용 Anti-Abca1 Rabbit Monoclonal Antibody - O95477

품목 번호: CM0012628



소개

ABCA1 Rabbit Monoclonal Antibody는 Western blotting (WB) 및 ELISA에 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 인지질 수송 ATPase ABCA1을 표적으로 하며, 이는 콜레스테롤 유출 및 HDL 형성의 주요 조절자로서 지질 대사 및 동맥경화증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ABCA1 Rabbit mAb
비고/별칭	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13
종	인간
GeneID (인간)	19
GeneID	19
면역원	인간 ABCA1 (NP_005493.2)의 아미노산 1170-1350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95477
단백질 분자량	254kDa
배송	아이스백