


Wb, Elisa용 Anti-Abca1 Rabbit Monoclonal Antibody - O95477

품목 번호: CM0007168



소개

인간 ABCA1에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 ABCA1 (254 kDa)을 검출합니다. 지질 대사 및 HDL 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ABCA1 Rabbit mAb
비고/별칭	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13; ABCA1
종	인간
유전자 ID (인간)	19
면역원	재조합 단백질 인간 ABCA1 (NP_005493.2)의 아미노산 1170-1350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95477
단백질 분자량	254kDa
배송	아이스백