


Anti-Abca1 Rabbit Polyclonal Antibody - O95477

품목 번호: CM0025277



소개

인간 ABCA1에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 콜레스테롤 유출 및 HDL 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ABCA1 Rabbit pAb
비고/별칭	TGD, ABC1, CERP, ABC-1, HDLDT1, HPALP1, HDLCQTL13, ABCA1
종	인간
GeneID (인간)	19
면역원	재조합 단백질: 인간 ABCA1 (NP_005493.2)의 아미노산 1870-2120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O95477
단백질 분자량	254 kDa
배송	아이스백