

If/Icc, Elisa용 항Abca12 토끼 다클론 항체 - Q86Uk0

품목 번호: CM0021634

소개

면역형광(IF/ICC) 및 ELISA용으로 검증된 고품질 ABCA12 토끼 다클론 항체이며, 마우스와의 교차 반응성을 보입니다. 표피 지질 라멜라 형성과 피부 장벽 기능에 필수적인 글루코실세라마이드 수송체 ABCA12를 표적으로 합니다. 피부과학, 지질 수송 및 어린선 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ABCA12 토끼 다클론 항체
비고/별칭	LI2; ICR2B; ARCI4A; ARCI4B; ABCA12
종	인간
유전자 ID (인간)	26154
유전자 ID	26154
면역원	인간 ABCA12(NP_775099.2)의 아미노산 2456-2595에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q86UK0
단백질 분자량	293kDa
배송	아이스팩