

Wb, Elisa용 Anti-Abca8 폴리클로날 항체 - O94911

품목 번호: CM0021169

소개

ABCA8을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 사람 및 쥐의 웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 이 ATP 결합 카세트 수송체는 유기 음이온을 수송하고 콜레스테롤 유출을 매개하므로, 약물 수송 및 지질 대사 연구에 적합한 항체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ABCA8 Rabbit pAb
비고/별칭	ABCA8
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	10351
GeneID	10351
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 ABCA8 (NP_009099.1)의 아미노산 425-495에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Rat)
SWISS	O94911
단백질 분자량	184kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)