

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Abca8A 토끼 다클로날 항체 - Q8K442

품목 번호: CM0021678

소개

마우스 ABCA8A를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로트, 면역조직화학, ELISA에 적합합니다. 사람 및 쥐와 교차 반응합니다. 콜레스테롤 유출 및 HDL 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ABCA8A Rabbit pAb
종(Species)	마우스 (Mouse)
유전자 ID (마우스)	217258
면역원(Immunogen)	마우스 ABCA8A (NP_694785.3)의 아미노산 690-828에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q8K442
단백질 분자량	184kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)