


## If/Icc 및 Elisa용 항인간 Abcb11 토끼 다클론 항체 - O95342

품목 번호: CM0018732



### 소개

인간 ABCB11(BSEP)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트도 검출합니다. 담즙염 수출 펌프 연구, 간 수송 연구 및 담즙정체 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | ABCB11 토끼 pAb                                                             |
| 비고/별칭      | BSEP; PGY4; SPGP; ABC16; BRIC2; PFIC2; PFIC-2; ABCB11                     |
| 종          | 인간                                                                        |
| 유전자ID (인간) | 8647                                                                      |
| 유전자ID      | 8647                                                                      |
| 면역원        | 합성 펩타이드 인간 ABCB11 (NP_003733.2)의 아미노산 1050-1150 부위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다. |
| 기원         | 토끼                                                                        |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                                    |
| 적용 분야      | IF/ICC, ELISA                                                             |
| 교차 반응성     | 마우스, 래트                                                                   |
| SWISS      | O95342                                                                    |
| 단백질 분자량    | 146kDa                                                                    |
| 배송 방식      | 아이스백                                                                      |