


Anti-Abcb11 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa용 - O95342

품목 번호: CM0027707



소개

ABCB11(BSEP)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 담즙염 수송 및 간내 담즙정체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ABCB11 토끼 pAb
비고/별칭	BSEP; PGY4; SPGP; ABC16; BRIC2; PFIC2; PFIC-2; ABCB11
종	인간
유전자 ID (인간)	8647
유전자 ID	8647
면역원	인간 ABCB11 (NP_003733.2)의 아미노산 1050-1150 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O95342
단백질 분자량	146kDa
배송	아이스백