

Wb, Elisa용 항-Abcb4 다클론 항체 - P21439

품목 번호: CM0030829



소개

WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 고품질 항-ABCB4 다클론 항체입니다. 담즙 지질 분비에 중요한 인지질 플로파아제인 인간 및 마우스 ABCB4와 반응합니다. 간담도 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ABCB4 토끼 pAb
비고/별칭	GBD1; ICP3; MDR2; MDR3; PGY3; ABC21; MDR2/3; PFIC-3; ABCB4
종	인간
유전자ID (인간)	5244
유전자ID	5244
면역원	인간 ABCB4 (NP_061337.1)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P21439
단백질 분자량	142kDa
배송 방식	아이스 팩