


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Abcb7 토끼 다클론 항체 - O75027

품목 번호: CM0015236



소개

인간 ABCB7에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 철-황 클러스터 수송 및 헴 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ABCB7 토끼 pAb
비고/별칭	ABCB7; ASAT; Atmlp; EST140535; ABCB7
종	인간
유전자 ID	22
면역원	인간 ABCB7 (NP_004290.2)의 아미노산 503-753에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O75027
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백