


Anti-Abcb8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nut2

품목 번호: CM0030529



소개

인간 ABCB8에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 철 수송 및 심장 기능에 관여하는 미토콘드리아 칼륨 채널 ATP-결합 서브유닛을 표적합니다. 마우스, 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ABCB8 Rabbit pAb
비고/별칭	MABCI; M-ABCI; MITOSUR; EST328128; ABCB8
종	인간
유전자 ID (인간)	11194
면역원	인간 ABCB8 (NP_009119.2)의 아미노산 469-718에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NUT2
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스팩