

Anti-Abcc5 Rabbit Polyclonal Antibody (Wb, Elisa 용) - O15440

품목 번호: CM0025210



소개

WB, ELISA에서 검증된 ABCC5 Rabbit pAb. 사람, 마우스, 래트 ABCC5 (MRP5) 검출. 재조합 면역원 (아미노산 1-179). 수송 및 약물 내성 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ABCC5 Rabbit pAb
비고/별칭	MRP5; SMRP; ABC33; MOATC; MOAT-C; pABC11; EST277145; ABCC5
종	사람
GeneID (사람)	10057
GeneID	10057
면역원	사람 ABCC5 (NP_005679.2)의 아미노산 1-179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	O15440
단백질 분자량	161kDa
배송	아이스백