

If-P 및 Elisa용 Anti-Abcc5/Mrp5 토끼 다클로날 항체 - O15440

품목 번호: CM0025839



소개

인간 ABCC5/MRP5를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, IF-P 및 ELISA 용도로 검증되었습니다. MRP5는 약물 내성 및 대사산물 배출과 관련된 ATP 의존성 수송체입니다. 종양학 및 약리학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ABCC5/MRP5 Rabbit pAb
비고/별칭	MRP5; SMRP; ABC33; MOATC; MOAT-C; pABCI1; EST277145
종(Species)	인간(Human)
GeneID	10057
면역원(Immunogen)	인간 ABCC5/MRP5 (NP_005679.2)의 아미노산 1101-1200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O15440
단백질 분자량(Protein Weight)	161kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)