

Wb, Elisa용 Anti-Abcc6 토끼 다클로날 항체 - O95255

품목 번호: CM0027206



소개

인간 ABCC6를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. ABC 수송체, 약물 내성, 및 가성탄력섬유증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ABCC6 Rabbit pAb
비고/별칭	ARA; PXE; MLP1; MRP6; PXE1; URG7; ABC34; GACI2; MOATE; MOAT-E; EST349056; ABCC6
종	인간(Human)
GeneID (인간)	368
GeneID	368
면역원	인간 ABCC6 (NP_001162.4)의 아미노산 830-940에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O95255
단백질 분자량	165kDa
배송	아이스백