


Anti-Abcd1 / Ald Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P33897

품목 번호: CM0007568



소개

ABCD1/ALDP (아미노산 650-745)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. ABCD1은 과산화소체 지방산 대사에 중요한 ATP 의존성 VLCFA 수송체입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ABCD1 / ALD Rabbit mAb
비고/별칭	ALD; AMN; ALDP; ABC42; ABCD1 / ALD
종	인간
유전자 ID (인간)	215
면역원	재조합 단백질 (인간 ABCD1 / ALD (NP_000024.2)의 아미노산 650-745에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P33897
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백