


Anti-Abcd1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P33897

품목 번호: CM0013027



소개

인간 ABCD1(ALDP)을 표적으로 하는 Rabbit polyclonal antibody로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간 및 마우스 ABCD1 검출; 과산화소체 수송 및 부신백질이영양증 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ABCD1 Rabbit pAb
비고/별칭	ALD; AMN; ALDP; ABC42; ABCD1
종	인간
유전자 ID (인간)	215
유전자 ID	215
면역원	재조합 단백질 인간 ABCD1 (NP_000024.2)의 아미노산 340-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P33897
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백