


Wb 및 Elisa용 항-Abce1 토끼 다클론 항체 - P61221

품목 번호: CM0025758



소개

ABCE1 토끼 다클론 항체(P61221)는 리보솜 재활용 인자이자 RNase L 억제제인 인간 및 생쥐 ABCE1을 검출합니다. WB 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 번역, mRNA 감시 및 항바이러스 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ABCE1 토끼 pAb
비고/별칭	RLI; OABP; RLI1; ABC38; RNS4I; RNASEL1; RNASEL; ABCE1
종	인간
유전자 ID (인간)	6059
유전자 ID	6059
면역원	인간 ABCE1 (NP_002931.2)의 아미노산 320-599에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P61221
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스 팩