


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Abcf1 토끼 단클론 항체 - Q8Ne71

품목 번호: CM0003418



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 고품질 토끼 단클론 항-ABCF1 항체. 번역 개시 인자이자 ATP 결합 카세트 단백질인 인간 ABCF1/ABC50을 표적으로 합니다. 연구 및 진단 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ABCF1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ABC27; ABC50; ABCF1
종	인간
유전자 ID	23
면역원	인간 ABCF1 (Q8NE71)의 아미노산 746-845 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8NE71
단백질 분자량	96kDa
배송 방법	아이스 팩