

웨스턴 블롯용 Anti-Abcf2 폴리클론항체 - Q9UG63

품목 번호: CM0030313

소개

ABCF2 (SWISS: Q9UG63)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플과 반응합니다. ABC 수송체 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ABCF2 Rabbit pAb
비고/별칭	ABC28; HUSSY18; HUSSY-18; EST133090; ABCF2
종	인간
GeneID (인간)	10061
GeneID	10061
면역원	인간 ABCF2 (NP_005683.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UG63
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백