

Anti-Abcg1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P45844

품목 번호: CM0003002



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 ABCG1 토끼 단일클론 항체로, 인간, 쥐, 및 래트 ABCG1을 인식합니다. 대식세포 및 기타 조직에서 콜레스테롤 유출 및 지질 수송 연구를 위해 설계되었습니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ABCG1 Rabbit mAb
비고/별칭	ABC8; WHITE1; ABCG1
종	Human
GeneID (Human)	9619
GeneID	9619
면역원	Synthetic Peptide
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P45844
단백질 분자량	76kDa
배송	Ice bag