

Anti-Abcg1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45844

품목 번호: CM0030897



소개

사람 ABCG1을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광법, IHC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐 및 랫트 샘플의 ABCG1을 검출하며, 콜레스테롤/인지질 배출 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ABCG1 Rabbit pAb
비고/별칭	ABC8; WHITE1; ABCG1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	9619
면역원(Immunogen)	사람 ABCG1 (NP_004906.3)의 아미노산 6-120에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P45844
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백