


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Abcg8 토끼 다클론 항체 - Q9H221

품목 번호: CM0019794



소개

사람 및 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 항-ABCG8 토끼 다클론 항체입니다. 식이 콜레스테롤 흡수 및 담즙 배설에 관여하는 핵심 스테롤 수송체인 스테롤린-2(sterolin-2)를 표적으로 합니다. IVD 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ABCG8 토끼 pAb
비고/별칭	GBD4; STSL; STSL1; ABCG8
종	사람
유전자 ID (사람)	64241
유전자 ID	64241
면역원	사람 ABCG8 (NP_071882.1)의 아미노산 1-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 래트
SWISS	Q9H221
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백