

Anti-Abf3 Rabbit Polyclonal Antibody (Arabidopsis Thaliana) - Wb, Elisa - Abf3

품목 번호: CM0023729

소개

Arabidopsis thaliana ABF3 (abscisic acid responsive elements-binding factor 3)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합하도록 검증되었습니다. 재조합 면역원은 아미노산 260-360을 포함합니다. 식물 스트레스 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ABF3 Rabbit pAb
비고/별칭	abscisic acid responsive elements-binding factor 3; AtABF3; DC3 PROMOTER-BINDING FACTOR 5; DPBF5; F17I5.200; ABF3
종	Arabidopsis thaliana
유전자 ID	829547
면역원	Arabidopsis thaliana ABF3 (NP_567949.1)의 아미노산 260-360을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Arabidopsis thaliana
배송	아이스백