

Anti-Abhd4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tb40

품목 번호: CM0018988

소개

인간 ABHD4 (알파/베타 가수분해효소 도메인 함유 단백질 4)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차 반응함. N-아실포스파티딜에탄올아민 리파제 및 엔도카나비노이드 생합성 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ABHD4 Rabbit pAb
비고/별칭	ABH4; ABHD4
종	인간
GeneID (인간)	63874
면역원	인간 ABHD4 (NP_071343.2)의 아미노산 223-342에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q8TB40
단백질 무게	39kDa
배송	아이스백